



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0509Q 吸附柱自动装样清洗试验器

本仪器是一款新型的多功能产品，可适用于重油四组分、石油沥青四组分、石油馏分饱和烃和芳烃分离法（色层分离法）、原油中蜡含量、原油中蜡、胶质、沥青质含量的分析。

本仪器分为三部分：SYD-0509Z 石油重油族四组分自动试验器（主机）、SYD-0509Q 吸附柱自动装样清洗试验器（辅机 1）、SYD-0509H 溶剂自动蒸发回收试验器（辅机 2）。

本仪器的设计思路体现了自动和环保的理念，使操作者与有毒溶剂最大程度的隔离并使有毒溶剂在蒸发时回收，既保护了操作者又降低有毒溶剂对环境的污染。

以下介绍的是辅机 1——SYD-0509Q 吸附柱自动装样清洗试验器部分。

本仪器能够使吸附柱中的氧化铝填充均匀、密实。实验结束后可自动清洗吸附柱。

一、主要技术特点

- 1、全中文界面，工业级主板，7 英寸触摸式液晶显示屏。
- 2、可同时给 4 根玻璃吸附柱加装氧化铝，每一路的装样震动装置单独控制，使吸附柱中的氧化铝填充均匀、密实。
- 3、清洗时最多可同时清洗 4 根玻璃吸附柱，可接自来水作为水源，也可用仪器自身的水泵进行清洗。
- 4、实验结束后可自动清洗吸附柱，采用上下分别清洗方式，确保吸附柱内部能完全清洗干净。
- 5、玻璃吸附柱清洗时的安装简单、方便，用水量少。
- 6、清洗完毕后，仪器右侧有悬挂玻璃吸附柱装置，可同时悬挂 8 根玻璃吸附柱。

二、主要技术指标及参数

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1、清洗吸附柱数量： | 4支 |
| 2、装样吸附柱数量： | 4支 |
| 3、悬挂吸附柱数量： | 8支 |
| 4、控制方式： | 彩色液晶触摸屏 |
| 5、工作电源： | AC (220±10%) V、(50±1) Hz |
| 6、整机功耗： | 700W |
| 7、使用环境： | 环境温度 5℃～35℃，相对湿度≤85% |
| 8、外形尺寸： | 540×900×1530 (mm、长×宽×高) |
| 9、仪器净重： | 50kg |

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com